### Detector de sinal de PPG

#### Grupo:

- Brunna de O. Rodrigues;
- Gabriel E. P. L. e Silva;
- Guilherme A. N. de Barros.



Conteúdo

Sinal de Interesse

Fotopletismografia (PPG)

02 **Detector do PPG** 

Diagrama de blocos


03 **Resultados** 


Descrição do funcionamento



#### Sinal de Interesse


A fotopletismografia (PPG) é uma técnica óptica não invasiva utilizada para detectar variações no volume sanguíneo no leito microvascular dos tecidos. Isso é realizado iluminando a pele com luz, geralmente proveniente de LEDs, e medindo as mudanças na absorção ou reflexão dessa luz, que ocorrem devido às oscilações no fluxo sanguíneo durante cada ciclo cardíaco.





## 02 **Detector do PPG**











Esquemático básico de um amplificador lock-in


#### Diagrama de blocos












#### Circuito Analógico - Montagem



#### Lock-in - Código


```
# Função principal que implementa o algoritmo de lock-in
def main lock in():
    global previous input value, signals
   # Leitura e pré-processamento do sinal de entrada
   x = 0.5 + 0.6 * read\_adc() # Escala e desloca o valor do ADC
   filtered input = low pass filter(x, previous input value) # Aplica o filtro passa-baixa
   signals = signals + [filtered input] # Adiciona o valor filtrado à lista de sinais
   # Garante que a lista de sinais não exceda o número de amostras
   if len(signals) > samples:
        signals.pop(∅) # Remove o valor mais antigo
   # Calcula o valor médio do sinal
   average signal = calculate average signal(signals)
   # Calcula o valor de lock-in
   lock in value = lock in detection(filtered input, average signal)
```

#### Lock-in - Código


```
# Calcula o duty cycle para o PWM com base no valor de lock-in
duty_cycle = round(amp * (1 + lock_in_value)) # Ajusta a escala para o PWM
pwm out.duty u16(duty cycle) # Aplica o duty cycle no PWM
# Exibe o valor de lock-in no console
print(f"Valor Lock-in: {lock in value:.4f}")
# Aguarda o próximo intervalo baseado na frequência de referência
time.sleep(intervalo ref initial / samples)
# Atualiza o valor filtrado anterior para a próxima iteração
previous input value = filtered input
# Retorna o valor calculado de lock-in
return lock in value
```

# Resultados

#### Resultado



#### Resultado



#### Resultado

#### Lock-In Detection - Real-Time Plot

